


Pipettes en verre pyrex 0,01 ml-2,0 ml, stériles

Réf. SOC-PV10S1



Pipettes en verre PYREX 0,01 ml -2,0 ml, stériles;

- En verre borosilicaté PYREX;
- Pour usage général de laboratoire;
- Arrêt de sécurité;
- Longueur: 290 mm;
- Graduations:
 - Bleues,
 - Résistantes,
 - Négatives,
- Précision : $\pm 1\%$;
- Version non stériles;
- Conditionnement: 6 x 100;
- Condition minimum de vente: 100.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration