

## Pipettes en verre pyrex 0,01 ml-0,2 ml, non stériles

Réf. SOC-PV1V



Pipettes en verre PYREX 0,01 ml -0,2 ml, non stériles;

- En verre borosilicaté PYREX;
- Pour usage général de laboratoire;
- Pas d'arrêt de sécurité;
- Longueur: 290 mm;
- Graduations:
  - Bleues,
  - Résistantes,
  - Négatives,
- Précision :  $\pm 1\%$ ;
- Version non stériles;
- Conditionnement: 4 x 5 x 50;
- Condition minimum de vente: 250.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration