

Pipettes en verre pyrex 0,5 ml-0,2 ml, stériles

Réf. SOC-PV10S1



Pipettes en verre PYREX 0,5 ml -0,2 ml, stériles;

- En verre borosilicaté PYREX;
- Pour usage général de laboratoire;
- Arrêt de sécurité;
- Longueur: 290 mm;
- Graduations:
 - Bleues,
 - Résistantes,
 - Négatives,
- Précision : $\pm 1\%$;
- Version stériles/35;
- Conditionnement: 4x 5 x 35;
- Condition minimum de vente: 175.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration