

Pipettes en verre pyrex 0,1 ml-1,0 ml, non stériles

Réf. SOC-PV5V



Pipettes en verre PYREX 0,1 ml -1,0 ml, non stériles;

- En verre borosilicaté PYREX;
- Pour usage général de laboratoire;
- Pas d'arrêt de sécurité;
- Longueur: 290 mm;
- Graduations:
 - Bleues,
 - Résistantes,
 - Négatives,
- Précision : $\pm 1\%$;
- Version non stériles;
- Conditionnement: 4 x 8 x 30;
- Condition minimum de vente: 240.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration