


Pipettes graduées à écoulement total 10 ml, graduation 0,1 ml

Réf. SOC-PGC1010



Pipettes graduées à écoulement total 10 ml, graduation 0,1 ml;

- En verre clair classe B;
- Avec boule de sûreté
- Graduations résistances, marrons;
- Repérage de la capacité par code couleur;
- Tolérance: 0,10 ml;
- Longueur: 360 mm;
- Code couleur: orange;
- Conditionnements: 10;
- Condition minimum de vente: sachet 1 pièce.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration