

## Pipettes plastiques sterilin 0,2 ml-10,0 ml, stérile/1, pelable

Réf. STE-P25S1BP



Pipettes plastiques Sterilin 0,2 ml, -10,0 ml, stérile/1, pelable;

- Pour usage général de laboratoire;
- Arrêt de sécurité en acétate de cellulose;
- Couleur : Rouge;
- Longueur 348 mm;
- En polystyrène cristal;
- Graduations:
  - Noires, nettes et résistantes,
  - Négatives,
  - Inversées qui permettent un double système de lecture: volume délivré + volume restant;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Précision:  $\pm 1\%$ ;
- Arrêt de sécurité: coton cardé;
- Code couleur normalisé sur la pipette;
- 4 conditionnements:
  - Stérile unitaire / emballage papier pelable,
  - Stérile unitaire / sachet polyéthylène,
  - Stérile multiple par 25 pièces ou par 50 pièces,
  - Non stérile en sachet multiple;
- Version pointe "courte" pour les manipulations sous hotte ;
- Nombre de parties: 3;
- Conditionnement: 8 x 25;
- Condition minimum de vente: 200.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration