

Pipettes plastiques sterilin 0,1 ml-2,0 ml, stérile/1

Réf. STE-P5S1BPF



Pipettes plastiques Sterilin 0,1 ml, -2,0 ml, stérile/1;

- Pour usage général de laboratoire;
- Arrêt de sécurité en acétate de cellulose;
- Couleur : Bleu;
- Longueur 275 mm;
- En polystyrène cristal;
- Graduations:
 - Noires, nettes et résistantes,
 - Négatives,
 - Inversées qui permettent un double système de lecture: volume délivré + volume restant;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Précision: $\pm 1\%$;
 - Arrêt de sécurité: coton cardé;
 - Code couleur normalisé sur la pipette;
 - 4 conditionnements:
 - Stérile unitaire / emballage papier pelable,
 - Stérile unitaire / sachet polyéthylène,
 - Stérile multiple par 25 pièces ou par 50 pièces,
 - Non stérile en sachet multiple;
 - Version pointe fine pour les pipettes 5 et 10 ml en conditionnement stérile unitaire/sachet polyéthylène;
- Nombre de parties: 2;
- Conditionnement: 4 x 50;
 - Condition minimum de vente: 200.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration