

Cuves standards, macro, 4ml Réf. LATS206001



Cuves standards, macro, 4ml; - Très haute qualité optique; - Très faible bruit de fond; Cuves en polystyrène cristal pour lecture dans le visible de 340 à 720 nm; Dimensions extérieures(Côtés): 12 x 12mm, (Haut): 45mm; Trajet optique: 10mm; Condition minimum de vente: Carton de 10 boîtes de 120 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration