

## Bouchons en ouate de cellulose, pour tubes à Ø int : 8,5 mm

Réf. SOC-BOC10



Bouchons en ouate de cellulose, pour tubes à Ø int : 8,5 mm;

- Forme conique pour fermeture de tubes ou flacons;
- Perméabilité à l'air facilitant les échanges gazeux;
- Dimensions (Haut. x Ø inf. x Ø sup.): 30 x 7 x 11 mm;
- Pour tubes: SOC-TCP1075;
- Condition minimum de vente: boîte de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration