

## Bouchons en ouate de cellulose, pour tubes à Ø int : 16 mm

Réf. SOC-BOC16



Bouchons en ouate de cellulose, pour tubes à Ø int : 16 mm;

- Forme conique pour fermeture de tubes ou flacons;
- Perméabilité à l'air facilitant les échanges gazeux;
- Dimensions (Haut. x Ø inf. x Ø sup.): 30 x 13 x 16 mm;
- Pour tubes: SOC-TEU18, SOC-TCP18150;
- Condition minimum de vente: boîte de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration