

Bouchons pour tubes en plastiques à Ø int. : 11 mm

Réf. SOC-OBA11



Bouchons pour tubes en plastique à Ø int.: 11 mm;

- En polyéthylène + colorant;
- Type d'obturateur: à ailettes;
- Pour tube : SOC-TH4, CEB-TH5PS, CEB-TH5PP, SOC-TH5G et SOC-TH5APG;
- Couleurs disponibles: naturelle translucide, blanche, rose, verte, jaune, bleue, grise, orange, rouge, lilas, noire, marronne;
- Conditionnement: 5 x 2 000;
- Condition minimum de vente: 2 000.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration