

Tubes 15 ml, polystyrène, gradués à vis, stérile racks de 25 pièces

Réf. SOC-TC15PS



Tubes 15 ml, polystyrène, gradués à vis, stérile racks de 25 pièces;

- Fond conique. Bouchon à vis;
- Gradués de 2 à 15 ml;
- Stériles;
- Niveau d'endotoxine contrôlé. Absence de RNase et DNase;
- Traces de métaux lourds < 1 ppm;
- Gradués dans la masse;
- Centrifugeables à 1 500 g;
- Température -40°C à +90°C;
- Disponibles en sacs ou en racks;
- Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 15 x 17 x 118 mm;
- Condition minimum de vente: 10 paquets de 2 racks de 25 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration