

## **Tubes à centrifuger 15 ml, polystyrène, en sacs de 50 pièces**

**Réf. SOC-TC15PS50**



Tubes à centrifuger 15 ml, Polystyrène, sacs de 50 pièces;

- Fond conique. Bouchon à vis;
- Graduations de 2 à 15 ml;
- Stériles;
- Niveau d'endotoxine contrôlé. Absence de RNase et DNase;
- Traces de métaux lourds < 1 ppm;
- Graduations dans la masse;
- Centrifugeables à 1 500 g;
- Température -40°C à +90°C;
- Disponibles en sacs ou en racks;
- Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 15 x 17 x 118 mm;
- Condition minimum de vente: 10 sacs de 50 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration