

Coloration de ziehl-armand: fuchsine de
ziehl - 125ml (standard)
Réf. **RER-3204900125**



Coloration de Ziehl-Armand (variante de Ziehl-Neelsen) REACTIFS RAL:

- Elle permet de réaliser simultanément la décoloration des bactéries, excepté les mycobactéries, et la coloration des fonds au bleu de méthylène.
- Conditionnement minimum de vente: 125 ml.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration