

## Autoclave manuel en forme de marmite (cocote minute) 18 L

Réf. SOC-AUTOMANUEL



### Caractéristiques de l'Autoclave manuel en forme de marmite (cocote minute) 18 L :

- Pour une stérilisation sur secteur électrique ou réchaud à pétrole ou à gaz, ou même au feu de bois.
- **Source d'énergie:** Electrique, réchaud à pétrole ou à gaz, ou même au feu de bois.
- **Pression de désinfection:** 0.14-0.165MPa
- **Volume de stérilisation:** 18L( $\varnothing$ 280\*236mm)
- **Alimentation:** 220 V
- **Puissance:** 2 KW



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration