

Autoclave Vertical Automatique, LS-B150L

Réf. **SOC-LBS-150L**



Autoclave vertical automatique MODELE : LS-B150L

Caractéristiques :

1. L'autoclave vertical automatique modèle LS-B150L est un autoclave d'une capacité de **150L** disposant d'une lumière d'indication affichant son état de fonctionnement.
2. Cet autoclave dispose d'un appareil automatique pour la protection contre les sur-températures et les surpressions.
3. Il est équipé d'une jauge de pression avec indication à double échelle.
4. Cet appareil offre une protection contre le manque d'eau.
5. L'autoclave vertical 150L est équipé d'une structure d'échappement très pratique pour l'évacuation de l'air froid.
6. Il se met automatiquement hors tension avec une alerte sonore après la stérilisation.
7. Il dispose d'une structure entièrement en acier inoxydable.
8. Cet autoclave vertical 150L est facile d'utilisation, sûr et très fiable.
9. Il dispose de deux récipients de stérilisation en acier inoxydable.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Données techniques de l'Autoclave vertical 150L

- Volume de la chambre : 150L ($\phi 510 \times 740$) mm
- Température de fonctionnement : 134°C
- Pression de fonctionnement Max : 0.23 MPa
- Chaleur moyenne : $\leq \pm 1$ °C
- Minuterie : 0 ~ 60min
- Ajustement de température : 105 ~ 134 °C
- Puissance : 6KW/AC220V.50Hz
- Dimensions hors tout : 670×690×1130(mm)
- Dimensions de transport : 760×760×1270(mm)
- Poids brut / Poids net : 135Kg/110Kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration