

Autoclave vertical ou stérilisateur, 196 litres, Modèle SA-500K

Réf. SOC-SA-500K



L'autoclave vertical avec contrôle de pression des séries POINTER SA-500, est une version « manuelle » (SA). Elle requière donc une intervention manuelle lors de l'utilisation.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques générales:

- Générateur de vapeur autonome
- Plusieurs modes d'utilisation
- Indicateur de faible niveau d'eau (en option)
- Paroi de la cuve, support de la porte et générateur de vapeur en acier inoxydable
- Conception de la cuve en double paroi
- Programme de préchauffage

Caractéristiques spécifiques:

- Autoclave – stérilisateur de type horizontal.
- Contrôle manuel du cycle
- Taille de la cuve : 500 mm (Diamètre) x 1000 mm (Profondeur),
Approximativement 196 litres.
*Accessoires standards : Plateau x 1, Tube indicateur de niveau d'eau x 2.
- Avec dispositif de verrouillage automatique pressurisé de la porte.

Accessoires en option :

- Chariot avec plateau de chargement (Rail inclus)
- Panier x 2 (Rail inclus)
- Séries de plaque (plaque x 2 + cadre de la plaque x1)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Modèle	SA
Pression de stérilisation (bar)	1.4
Système de contrôle	Contrôle mécanique de la pression
Temps de stérilisation	0 – 60 minutes
Temps de séchage	0 – 60 minutes

Modèle N°	SA-500K
Capacité de la cuve (L)	196
Taille de la cuve (mm) Dia. x Depth. (cyl)	500 x 1000
Dimensions totales W x H x D (mm)	800 x 1800 x 1350
Tension	230 V / 380 V (Mono/Triphase)
Puissance (W)	9 KW
Approvisionnement en eau	Remplissage d'eau manuel
Type de cuve	Cylindrique



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration