

Aniosurf(détergent désinfectant pour sols et surfaces)

Réf. ANI-ANIOSURFSU1L



INDICATIONS:

- Nettoyage et désinfection des sols, murs, surfaces et dispositifs médicaux (bloc opératoire, services à haut risque, services de soins ...);
- Compatible en alternance avec nos détergents désinfectants;
- Effet sur-odorant rémanent.
- Sans rinçage;

Propriétés microbiologiques:

- Conforme aux normes AFNOR et Européennes d'efficacité antimicrobienne: bactéricide,
- Activité fongicide sur *Candida albicans* : Actif sur virus HIV-1, PRV (Hépatite B) et BVDV (Hépatite C);
- Dose d'emploi: Dilution à 0,25 %, soit 20 ml pour 8 litres d'eau;
- Parfum: Summer;
- Conditionnement: Carton de 12 flacons doseurs de 1 litre;
- Condition minimum de vente: 1 flacon de 1 litre.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration