

Aspirateur chirurgical de mucosités portable, Modèle 7E-A

Réf. SOC-141518



L'aspirateur chirurgical de mucosités portable, Modèle 7E-A est un système nouvellement conçu exempt de lubrification à l'huile de la pompe, basée sur une vaste expérience en matière de conception et de développement de tendance dans les domaines domestique et produits à l'étranger. Il est spécialement conçu pour absorber des liquides épais tels que le sang, les mucosités, etc. Il n'est pas seulement utilisé comme aspirateur en salle d'opération, salle d'urgence, mais aussi à domicile en tant que produit de santé.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques :

- Haute pression négative, grand flux, faible bruit. C'est une toute nouvelle conception du mécanisme d'aspiration avec bouteille d'aspiration cachée à l'intérieur. Ce design ne réduit pas seulement le bruit pendant le fonctionnement, mais aussi le rend plus à la mode et précis.
- Il intègre une conception avancée de protection contre le débordement, qui permet d'empêcher les fuites de pus et de mucus dans la machine.
- Compact, léger et facile à transporter particulièrement adapté pour l'urgence et l'utilisation en extérieur.

Principales données techniques :

- Alimentation : AC 220V + ou - 10%, 50 Hz + ou - 2%
- Puissance : < ou = 90 VA
- Valeur max de la pression négative > ou = 0,075 MPa
- Taux de pompage > ou = 18L/Min
- Bruit : < ou = 65 dB (A)
- Volume du réservoir : 1 000 ml, 1 pièce.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration