

Aspirateur électrique portable, Modèle ASPIRET, 2 000 ml

Réf. SOC-310001-01

NEW ASPIRET



15 l/min

CE 0123

- Fonctionne en continu sur du 230V ~ 50 Hz
- Utilisé pour les aspirations par voies nasales, trachéales, buccales chez adultes et enfants
- Portable
- Grâce à ses caractéristiques, il est adapté pour une utilisation sur patients trachéotomisés, en cas d'opération mini-invasive, et des soins post-opératoires à domicile
- Équipé d'un régulateur d'aspiration, d'un indicateur de vide à l'avant
- Filtre anti-bactérien
- Flacon de 2000 ml en polycarbonate et autoclavable
- Fait de matière plastique, fortement résistante à la chaleur, et électriquement isolée conformément aux dernières normes de la communauté européenne.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Spécifications techniques :

- Débit : 15 L/min ;
- Puissance : 184 VA ;
- Dépression maximale : -0.75 bar -75 kPa -563 mmHg ;
- Autonomie des batteries : environ 40 min ;
- Poids : 2,2 kg ;
- Dimensions : 23,5 x 19 x 16,5 mm ;
- Diamètre du cordon : 8-9-10 mm ;
- Normes CEI 62/5 - IEC /601.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration