

## Aspirateur chirurgical compact Ecoaspir

Réf. SOC-KRM-201015



Les aspirateurs chirurgicaux compacts sont spécialement conçus pour être légers et confortables pour une utilisation à domicile. L'Ecoaspir possède une bouteille jetable de collecte de 1.000 ml avec arrêt automatique de flottement. Il est disponible aussi bien en fonctionnement sur batterie qu'en fonctionnement sur secteur. Les deux cas sont conformes aux normes ISO 10079.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Principales caractéristiques

- Grande capacité d'aspiration, 550 mmHg
- Élégant, petit et léger, portable
- Filtre bactérien intégré
- Arrêt automatique de flottement
- Bouteille jetable de collecte de 1.000 ml
- Disponible aussi bien en fonctionnement sur batterie qu'en fonctionnement sur secteur

## Spécifications techniques

	Sur secteur	Sur batterie
Poids	2.200 gr*	3.000 gr*
Dimensions	240 x 270 x 145 mm	240 x 270 x 145 mm
Volume de la bouteille de collecte	1.000 ml	1.000 ml
Sécurité de flottement	Valve de flottement intégrée	Valve de flottement intégrée
Aspiration Max.	550 mmHg**	590 mmHg**
Aspiration Min.	100 mmHg**	100 mmHg**
Débit max.	9 litres/min	10 litres/min
Tension	220 V/AC, 50 Hz	230 V/AC, 50 - 60 Hz
Alimentation	80 watts	45 atts

**\*Le poids de l'unité n'inclut pas la bouteille de collecte**

**\*\*Les conditions peuvent varier sur différentes conditions atmosphériques**



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration