

Moniteur fœtal IC 90

Réf. SOC-IC90



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Moniteur fœtal & maternel

Caractéristiques:

- Écran pliable TFT en couleur à 10.4 inches de haute résolution;
- Paramètres de base: FHR, TOCO, AFM, Even Mark;
- Imprimante thermique de longue vie incorporée;
- Sonde imperméable 12-cristale pour le détecteur FHR;
- Analyse de l'arythmie pour ECG maternel;
- Entreposage, rappel et impression des données de 12 heures;
- Réseau avec ou sans fil (facultatif);
- Un large rang du voltage fourni (100-240v);
- Les paramètres maternel: MECG, NIBP, SPO2, PR, RESP, TEMP sont disponibles;
- Stimulateur fœtal et supervision double FHR facultatifs.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration