

## Moniteur Fœtal, modèle STAR5000E

Réf. SOC-STAR5000E



- Batterie li-ion intégrée de haute capacité avec une autonomie de fonctionnement de plus de 4h ;
- Ecran pliable, compact et léger, poignée discrète, facilement transportable;
- Stockage et lecture en temps réel de 60 h de formes d'ondes ;
- comptage automatique et manuel du mouvement fœtal ;
- stockage de l'enregistrement médical en masse durant une panne d'électricité
- Réseau avec ou sans fil ;
- Impression de 25mm/secondes de formes d'ondes FHR à grande vitesse ;
- Impression chronométrée ;
- Monitoring fœtal gémellaire en option ;
- Montage mural ;
- Support USB externe ;
- Stockage de données dans la carte mémoire ;
- Mise à niveau externe du logiciel USB.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration