

## Coloscope vidéo ED-C6

Réf. SOC-ED-C6

**C3/C6**  
Video Colposcope  
 **CE**



Coloscope Vidéo ou vidéo colposcope, Modèle SOC-ED-C6. Système d'éclairage LED à froid reproduit une vision originale du tissu. Système de mise au point performant, automatique et rapide garantissant une image claire la capture peut se faire directement à l'écran et le clavier est convivial pour une utilisation facile du Coloscope vidéo. Ce Coloscope vidéo est équipé d'un filtre Électronique vert qui améliore la qualité de l'image de la vascularisation sans dégrader l'éclairage. Ce Coloscope vidéo est muni un timer pour le test à l'acide acétique et à l'iode ce qui permet d'avoir des images nettes. Ce Coloscope vidéo permet un Affichage du grossissement en temps réel. Affichage puissant d'image et un logiciel de gestion des données un système de marquage pour l'analyse est intégré au Coloscope vidéo Rapport d'exportation au format PDF possibilité d'imprimer le rapport sur papier de format A4 via l'imprimante externe.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration