

Fil de suture en catgut simple

Réf. SOC-catgut simple



Propriétés : Très utilisé en chirurgie, le fil de suture chirurgical en catgut simple SURUCORTM est très extensible, facile à manipuler et à nouer même en profondeur. Il est constitué de multi filaments tordus avec un aspect de mono filament.

Matière : Le fil de suture chirurgical en catgut est naturellement résorbable. Il est obtenu à partir de fines lamelles longitudinales de la muqueuse intestinale de chèvre et de mouton, enroulées et réunies entre elles pour donner un aspect de mono filament. Le fil de suture chirurgical en catgut simple SURUCORTM est aussi disponible en couleur ivoire.

Réaction avec l'organisme : Le fil SURUCORTM réagit très peu avec l'organisme. Le fil de suture chirurgical en catgut (simple) SURUCORTM est mieux toléré que le fil de suture chirurgical en catgut chromé.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Indications : Fermeture chirurgie générale, chirurgie ophtalmique, orthopédique, obstétrique et gastro-intestinale.

Choix : Sutures stériles, aiguilletées et pré coupées conformément aux normes de la pharmacopée européenne et celle des États-Unis.

Précautions : à éviter d'utiliser dans les tissus ou les sutures doivent être placées à long terme. L'absorption est plus rapide en cas d'infection.

Absorption : Les enzymes digestives agissent sur le fil de suture chirurgical en catgut simple; il perd sa tension au bout du 12^e - 15^e jour après l'implantation.

Stérilisation : Par le gaz d'oxyde d'éthylène (ou par irradiation gamma sur demande).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration