

## Fil de suture en soie noire tressée

Réf. SOC-sutureensoie



### ➤ Propriétés :

Le fil de suture en soie noire tressée SURUSILTM est largement utilisé. Il possède de bonnes caractéristiques de manipulation et forme de bons nœuds. Le fil de suture en soie noire tressée SURUSILTM est hydrofuge et ne gonfle pas en présence des fluides corporels. La teinture du fil de suture en soie noire tressée (colorant noir de bois de campêche) est approuvée par la pharmacopée des Etats-Unis (FDA).

### ➤ Matière :

Le fil de suture SURUSILTM est enduit par de la soie (produite par des larves de ver à soie) et traité à la cire pour l'adoucir et le renforcer.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

➤ Réaction avec l'organisme :

Le fil de suture en soie noire tressée SURUSILTM a une réaction modérée dans l'organisme

➤ Utilisations :

Fermeture générale, chirurgie du tractus gastro-intestinal, chirurgie plastique, chirurgie ophtalmique, souvent utilisé comme ligature.

➤ Choix :

Sutures stériles, aiguilletées et pré coupées conformément aux normes de la pharmacopée européenne et celle des États-Unis.

\*Précaution : Ne pas utiliser en cas d'infections; ne pas utiliser dans les chirurgies de la bile et du tractus urinaire.

\*Stérilisation : Par le gaz d'oxyde d'éthylène (ou par irradiation gamma sur demande).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration