

Colono Fibroscope, Modèle SOC- CS-60

Réf. SOC- CS-60



COLONO FIBROSCOPE modèle SOC- CS-60

- Le colono-fibroscope SOC-CS-60 est l'un des plus économiques ;
- Il a des optiques de très bonne qualité et donne des images grandes, brillantes, et claires ;
- Angle de vue 100° ;
- Direction de l'observation de ligne droite ;
- Profondeur de champ 5 ~ 100 mm ;
- Diamètre extérieur du tube d'insertion Φ 13.5 mm ;
- Plage de flexion de la pointe : jusqu'à 180 ° à 180 ° vers le bas ;
- Gauche / Droite 160 ° ;
- Diamètre intérieur du Canal de biopsie Φ 3,2 mm ;
- Longueur de travail 600 mm ;
- Longueur totale 900 mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration