

Colono Fibroscope, Modèle SOC-CS-120

Réf. SOC-CS-120



COLONO FIBROSCOPE modèle SOC-CS-120

- Le SOC-CS-120 est un modèle standard de coloscope-fibroscope.
- La forme de son tube flexible facilite l'insertion dans le côlon.
- Angle de vue 100° ;
- Direction de l'observation de ligne droite ;
- Profondeur de champ 5 ~ 100 mm ;
- Diamètre extérieur du tube d'insertion Φ 13.5 mm ;
- Plage de flexion de la pointe : jusqu'à 180° à 180° vers le bas ;
- Gauche / Droite 160° ;
- Diamètre intérieur du Canal de biopsie Φ 3,2 mm ;
- Longueur de travail 1 200 mm ;
- Longueur totale 1 500 mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration