

Cystoscope NP3X

Caractéristiques :

Inox haute qualité stérilisable à 134°

Technologie allemande

Index de direction

Couverture de la lentille en saphir, jamais d'abrasion.



ENDOSCOPES

Référence

E2300X	0° - Ø2.7 mm – 190 mm
E2330X	30° - Ø2.7 mm – 190 mm

Pont d'endoscopie et élément de travail

Référence N4201

Pont simple canal



Référence N4102

Elément de travail (double canaux)



Gaine et obturateur et tige de nettoyage

9Fr * 150mm



Référence N4009

11Fr * 135mm



Référence N4011

14Fr * 135mm



Référence N4014

Ø2.5mm * 340mm



Référence U8602

Instrumentation



Pince à biopsie flexible 5Fr*280 mm



Référence N5151

Pince à dent de scie 5Fr*280 mm



Référence N5152

Pince à corps étranger 7Fr*290 mm



Référence N5153

Accessoires



Valve débit entrant

Référence T7201C



Valve débit sortant

Référence T7211



Cap scellé

Référence T7303



Câble de lumière froide
2m

Référence L1002