

Cystofibroscope - cystoscope à fibre optique

Réf. SOC-CYS2



Cystofibroscope - cystoscope à fibre optique:

Cystofibroscope modèle: SOC-CYS2

Caractéristiques :

- Angle de vue : 85°,
- Profondeur champs : 3-50 mm,
- Diamètre extérieur du tube : 5 mm,
- Diamètre distale : 5 mm,
- Béquillage : haut/bas : 150°/90°,
- Canal biopsie : 2 mm,
- Longueur totale : 650 mm,
- Longueur travail : 380 mm,
- Purge.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration