

GlideScope avec lames à usage unique

Réf. SOC-TTM-151820



Le système GlideScope Socimed est équipé d'un moniteur vidéo, des câbles et adaptateurs d'alimentation, et de tous composants facultatifs pouvant faciliter les intubations ou apporter un bénéfice à l'utilisateur

Le système à usage unique comporte des lames durables en plastique, qui doivent être jetées après chaque utilisation. Il est également équipé du GlideScope Smart Cable, un câble vidéo réutilisable qui raccorde la lame à usage unique au moniteur vidéo et contient les composants électroniques qui traitent les données vidéo capturées par la lame.

Livré avec 24 lames à usage unique.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration