

Endoscope-Fibroscope pour voies digestives haute, Modèle SKY-1

Réf. SOC-SKY-1



Le système vidéo Endoscope - Fibroscope oeso-gastro-duodénale ou Endoscope - Fibroscope pour voies digestives haute modèle SKY-1 est composé de :

- Gastro - vidéo - scope standard, Modèle SOC-GE-100 ;
- Option plein écran avec un écran 15 pouces haute définition, large vue, avec l'option gel d'image ;
- d'une camera CCD haute résolution avec 440 000 pixels modèle SOC-VPU-100 ;
- d'une source de lumière froide modèle SOC-LG150-8 ;
- Angle de vue de 120 ° en ligne droite ;
- Profondeur de champ : 4 ~ 100 mm ;
- Diamètre extérieur du tube d'insertion : Φ 9.8 mm ;
- Plage de flexion de la pointe : jusqu'à 180 ° vers le bas de 90 °, gauche / droite 100 ° ;
- Diamètre intérieur du Canal de biopsie : Φ 2.8 mm ;
- Longueur de travail : 1050 mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration