

# Reanibex 500

Moniteur  
Défibrillateur  
Manuel / DAE  
avec, Stimulateur  
cardiaque et SpO2



Manuel et DAE biphasique  
jusqu'à 360J

Algorithme DAE universel  
pour les patients adultes  
et pédiatriques

Dispositif RCP en temps  
réel (Push Pad)

Grand écran couleur 5.7"

Possibilité de configurer  
l'écran en mode contraste  
élevé

Mode "auto-apprentissage"

# Reanibex 500.

## Robuste et compact.

Oxymétrie de pouls SpO2 Masimo SET

Grand écran (5,7")

Électrodes jetables pour patients adultes et pédiatriques

Indicateur d'état de l'équipement



2 ports USB: pour la connexion à une clé USB et un PC

Assistance RCP avec feedback (Dispositif Push Pad)

Électrodes pour patients adultes et pédiatriques

Câble patient à 3 brins

## CARACTÉRISTIQUES

- Technologie biphasique.
- Algorithme DAE universel pour les patients adultes et pédiatriques.
- Équipement léger avec des capacités de monitoring (IEC 60601-2-27).
- Câble patient à 3 brins.
- Cardioversion synchronisée.
- Stimulateur cardiaque non invasif (optionnel).
- Oxymétrie de pouls Masimo SET (optionnel).
- Dispositif "Push Pad", rapports sur la qualité de la fréquence et la profondeur des compressions thoraciques en temps réel (optionnel).
- Grand écran couleur de 5,7"
- Possibilité de configurer l'écran en mode contraste élevé.
- Configuré selon les directives ERC / AHA de 2015.
- Autotest automatique quotidien pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement.
- Connexion USB (2 ports USB).
- Robuste et compact pour une utilisation facile dans n'importe quel environnement.
- Convivial et très intuitif.

## ACCESSOIRES

- Électrodes de défibrillation jetables pour adulte et pédiatrique.
- Électrodes ECG adulte et pédiatrique.
- Sacoche de transport.
- Support pour ambulance (certifié EN1789:2007).
- Câble patient à 3 brins.
- Transducteur SpO2 Masimo SET.
- Dispositif "Push Pad".
- Batterie rechargeable et batterie non rechargeable.
- Chargeur de batterie double externe à 12 V (CC) ou 220 V(CA).
- Application "REANIBEX Data Manager" pour la gestion des données.
- Batterie rechargeable pour le mode d'auto-entraînement.



Z.A.C du BOIS MOUSSAY,  
10 Avenue du colonel ROL-TANGUY - 93240  
STAINS FRANCE  
Tel: +33149988672, +33953341938  
Fax: +33149988672 - Mob: +33678621481  
socimed@socimed.com

