

Défibrillateur automatisé

Réf. SOC-REANIBEX200



Le défibrillateur externe Reanibex 200 est entièrement automatisé. Ce défibrillateur externe automatique est conçu pour un usage grand public. Le défibrillateur Reanibex permet de sauver des vies, sans avoir aucune connaissance médicale. Ce défibrillateur réalise des Autotest automatique quotidien. L'appareil livré est garanti 5 ans. La batterie est garanti 1 ans.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Défibrillateur externe automatique avec moniteur ECG (pour lieu public)

Caractéristiques

- Technologie bi-phasique.
- Onde Tronquée Exponentielle adaptée à l'impédance du patient.
- Energie fournie: 200 joules.
- Batterie au Lithium avec une autonomie supérieure à 300 décharges.
- Messages acoustiques et visuels pour guider l'utilisateur pendant l'intervention.
- Robuste et résistant à l'usage dans toutes sortes d'ambiances.
- Portable et léger, son transport est aisé quelle que soit la situation.
- Programme optionnel, de communication et stockage des données ECG et audio.
- Autotest automatique quotidienne assure la disponibilité continue du dispositif.
- Protocole de RCP configurable.

Accessoires

- Sacoche de transport.
- Support d'Ambulance certifié EN 1789.
- "Visor ECG". Application logicielle pour la gestion de toutes les données enregistrées par l'appareil.
- Cabinet. Système d'alarme à l'ouverture en option. D'autres modèles de systèmes avec communications (GSM, GPRS) et surveillance.
- Câble et Électrodes de défibrillation jetables pour adultes.
- Câble et Électrodes Adult jetables et preconnectés.
- Batterie non rechargeable extra.

Options

- 01· Enregistrement vocal et stockage des données audio.
- 02· Visualisation du signal ECG.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration