

Moniteur multiparamètres, Modèle PM6000

Réf. MIN-PM6000



Moniteur multiparamètres Modèle PM6000 avec:

- Ecran 12.1" TFT avec un maximum de 8 formes d'ondes.
- Analyse d'arythmie multi-lead Segment S-T.
- Détection de Pacemaker.
- 40 secondes d'historique des formes d'ondes.
- Calcul de dose.
- Capacité réseaux.
- Options :
 - Masimo Spo2 module.
 - Mindray Spo2 module.
 - ECG + RESP + Dual TEMP Module.
 - NIBP, CO, EtCO2, Multi-gas / O2 Module.
 - Module d'enregistrement.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration