

## Nébuliseur ultrasonique, Modèle MED 402A

Réf. SOC-YWL-251015



### Caractéristiques du nébuliseur ultrasonique, Modèle MED 402A :

- Sans huile
- Petit
- Silencieux
- Fines particules



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Paramètres du nébuliseur ultrasonique, Modèle MED 402A :

- Tension d'alimentation : AC220V + ou - 10%
- Fréquence ultrasonique : 1,7 Mhz + ou - 10%
- Alimentation : < ou = 60W
- Taux de nébulisation maximum : > ou = 3ml/min
- Intervalle de temps : 0 - 60 min, aucun niveau de réglage
- Temps de chargement en continu : > ou = 4h
- Capacité maximale du verre de médication : 150 ml

## Nébuliseur ultrasonique 402A

Caractéristiques : Nouvelle génération de produit mis à jour. Durable. Doubles tubes extensibles pouvant produire des particules de vapeur fines et denses. (Les composants principaux tels que la carte circuit, etc, sont connectés comme connecteurs femelles, plus pratique pour la réparation et le remplacement).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration