

## Pousse seringue iP 12

Réf. SOC-IP12



### Pompe d'infusion

#### Caractéristiques:

- Signal compatible avec les sets IV de tout standard;
- Haute exactitude et éliminer la fausse alerte avec le design unique de capteur de chute;
- Trois modes de travail: mode de contrôle de comptage de chutes, mode de contrôle de volume et mode de contrôle de temps;
- 8 heures de vie de la batterie incorporée avec haute capacité;
- Lampe spéciale pour l'opération nocturne;
- Trois niveaux de pression d'occlusion;
- Trois niveaux de volume d'alerte;
- Interrupteur ml/h et chute / min libre;
- Self-correction de l'alerte d'occlusion suivant la douceur / dureté des sets IV;
- Design imperméable et anti-collage du capteur de chute;
- Fonction de bol.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration