

Pousse seringue iP12 VET

Réf. SOC-IP12VET



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 - SIRET: 481 441 939 00016 - APE 514N

Caractéristiques:

- Kits de perfusion applicable: kits standard IV de toute marque
- 3 modes de travail: mode taux, mode temps, mode poids
- Intervalle de taux: 1 - 1200 ml/h
- Taux bolus: 1200ml/h
- Intervalle limite du volume: 1 - 9999 ml
- Précision: $\pm 2\%$
- Pression d'occlusion: 3 niveaux
- Taux de KVO: 1 ml/h (taux < 10 ml/h), 3 ml/hr (taux > 10 ml/h)
- Fonctions d'alarme: Occlusion, batterie faible, Air-en-ligne, conteneur vide, perfusion terminée, porte ouverte, en attente, aucune baisse détecté, erreurs d'opération
- Affichage de l'écran : Taux, limite de volume, volume accumulé, voyant de charge de la batterie, voyant d'alimentation, indicateur de perfusion complète, alarme d'occlusion, indicateur air en ligne et défaillances des périphériques
- Batterie : Batterie rechargeable Li-ion, 11,1 V, 2000 mAh, avec prise en charge de 8 heures de fonctionnement continu



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration