

Table D'accouchement (obstétrique) Multifonctionnelle, Modèle KL-2C

Réf. SOC-KL2C



Le lit obstétrique intégré, Modèle KL-2C est adapté à la conduite de la délivrance pour une parturiente, la chirurgie gynécologique, l'avortement opératoire, le diagnostic et les examens, etc. par l'unité médicale.

Caractéristiques :

- Le siège de base et couverture verticale de la colonne sont faits d'acier inoxydable 304 de haute qualité, qui est anti-corrosif et peut être facilement nettoyé.
- La couche principale et la couche auxiliaire sont reliées l'une à l'autre, la table auxiliaire est facilement démontable.
- Elévateur hydraulique à pédale, joint d'étanchéité de type Y importé et durable.
- Equipé d'une bassine à eaux usées en acier inoxydable et autres accessoires divers.
- Le matelas est fait d'une éponge mémoire de haute densité et est fabriqué directement sans couture.
- Dispositif de freinage rotatif qui facilite le déplacement de la table obstétricale.

Accessoires standard :

- Une paire de repose-bras, une paire de repose-jambes, une paire d'accoudoirs, une bassine à eaux usées en acier inoxydable.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration