

Table d'opération hydraulique / mécanique, Modèle M T 300

Réf. S O C - M T 300



Description de la table d'opération hydraulique / mécanique, Modèle M T 300

La table d'opération hydraulique / mécanique, modèle MT300 est idéale pour multiple chirurgie générale tels que l'orthopédie, l'ORL, la chirurgie d'urologie, de la poitrine, des reins, du cholecyst, l'opération de l'abdomen et de gynécologie, etc.

La couverture de base et de la colonne sont fabriquée en acier inoxydable de type #304. Le dessus de table est fabriqué en laminé composite pour rayons X, ce qui rend l'image en haute définition.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques de la table d'opération hydraulique / mécanique, Modèle M T 300 :

- Système mécanique / hydraulique ;
- Flexibilité et précision ;
- Fonction flexible ;
- Applicable au rayon X ;
- Rentable ;
- Certifications : CE, ISO 13485 , ISO 9001 etc.

Spécifications techniques :

- Dimensions : 2010 x 500 mm ;
- Hauteur réglable : 1010/760 mm ;
- Trendelenburg : 22° ;
- Anti-Trendelenburg : 22° ;
- Inclinaison latérale (gauche/droite) : 20°/20° ;
- Repose tête (haut/bas) : 60°/70° ;
- Panneau arrière (haut/bas) : 75°/15° ;
- Plaque de pied (haut / bas / vers l'extérieur) : 15°/85°/90° ;
- Dossier (vers le haut) **en option** : 120 mm ;
- Capacité de chargement : 200 kg ;
- Matelas : mousse viscoélastique ;
- Garantie : 2 ans.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Accessoires standards :

- Ecran d'anesthésie ;
- Support d'épaule ;
- Support de bras ;
- Support du corps ;
- Béquille pour supporter le genou ;
- Panneau de base ;
- 8 pinces de fixation ;
- Longue pince de fixation ;
- Carte pour radiographie ;
- Matelas ;
- 1 bouteille d'huile hydraulique de type #46 ;
- Mode d'emploi.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration