

Table d'opération gynécologique, Modèle M T 400B

Réf. SOC-M T 400B



Description de la table d'opération gynécologique, Modèle M T 400B

La table d'opération gynécologique, modèle M T 400B est idéale pour les accouchements et pour les examens de gynécologie. Elle a un aspect attrayant, un matelas transparent, avec contrôle hydraulique / mécanique. Le panneau arrière est réglé par un ressort à gaz de fabrication Allemande.

Certifications : CE, ISO 13485 , ISO 9001 etc.

Dimensions : 1800 x 600 m m .

Hauteur réglable : 900/680 m m .



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

La table d'opération gynécologique, modèle MT400B est idéale pour les accouchements et pour les examens de gynécologie. Elle a un aspect attrayant, un matelas transparent, avec contrôle hydraulique / mécanique. Le panneau arrière est réglé par un ressort à gaz de fabrication Allemande.

Caractéristiques de la table d'opération gynécologique, Modèle M T 400B :

- Système mécanique / hydraulique ;
- Ressort à gaz du panneau arrière ;
- Flexibilité et précision ;
- Facile à utiliser ;
- Design ergonomique ;
- Certifications : CE, ISO 13485 , ISO 9001 etc.

Spécifications techniques :

- Dimensions : 1800 x 600 mm ;
- Hauteur réglable : 900/680 mm ;
- Trendelenburg : 20° ;
- Anti-Trendelenburg : 8° ;
- Panneau arrière (haut/bas) : 55°/10° ;
- Capacité de chargement : 200 kg ;
- Matelas : mousse en PU ;
- Garantie : 2 ans.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Accessoires standards :

- Support de bras ;
- Poignée de maintien ;
- Béquille pour supporter le genou ;
- Cale-pied ;
- Panneau de jambe ;
- Bassin à déchets ;
- Cadre pour bassin à déchets ;
- Pince de fixation ;
- Matelas ;
- 1 bouteille d'huile hydraulique de type #46 ;
- Mode d'emploi.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration