

## Table d'opération électro-hydraulique, Modèle ET 700S

Réf. SOC-ET700S



## Description de la table d'opération électro-hydraulique, Modèle ET 700S

Conçu pour les opérations chirurgicales de plus en plus complexes. Le modèle ET700S est muni d'un système de contrôle automatique et intelligent correspondant à diverse exigences de chirurgie générale. Plateau de table extra large avec un système de chargement extrême. Une grande distance de translation horizontale pouvant être adapté à la fois pour la radiologie et la radiographie à bras C.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Caractéristiques de la Table d'opération électro-hydraulique modèle ET 700S :

- Translation longitudinale jusqu'à 350 mm pour accès libre à bras C.
- Capacité de charge extrême de 300 kg avec une sécurité et une stabilité plus élevées.
- Mousse de conception antistatique et imperméable à l'eau.
- Le panneau de commande standard rend le contrôle plus sécurisé.
- Jambières à commande manuelle et électro-hydraulique par "EASY CLICK".
- L'alimentation par batterie peut satisfaire 50-80 opérations.
- Certification : CE, ISO

Dimension Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur Minimum	Course d'élévation
ET 700S	≥ 2170 mm	≥ 550 mm	≤ 690 mm	410 mm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Accessoires standard :

- Arceau d'anesthésie : 1 pièce
- Manivelle de billot : 1 pièce
- Support d'épaules : 1 paire
- Appui latéral : 1 paire
- Appui-bras : 1 paire
- Clameau rotatif : 1 paire
- Repose jambes : 1 paire
- Plaque de pieds : 1 paire
- Clameau simple : 8 pièces
- Télécommande : 1 pièce
- Coussins : 1 jeu
- Câble d'alimentation : 1 pièce



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Paramètres de la table d'opération électro-hydraulique :

Mouvements		Modèle : ET700S
Trendelenburg du plateau de table	Proclive	$\geq 30^\circ$
	Déclive	$\geq 30^\circ$
Inclinaison latérale (Droite et gauche)		$\geq 20^\circ$
Tête	Élévation	$\geq 40^\circ$
	Abaissement	$\geq 90^\circ$
Dossier	Élévation	$\geq 85^\circ$
	Abaissement	$\geq 40^\circ$
Jambières	Élévation	$\geq 15^\circ$
	Abaissement	$\geq 90^\circ$
	Ecartement	$\geq 90^\circ$
Élévation de Billot		110 mm
Translation longitudinale		$\geq 350$ mm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration