

## Table d'opération gynécologique, Modèle M T 400

Réf. SOC-MT400



### Description de la table d'opération gynécologique, Modèle M T 400

La table d'opération gynécologique, modèle MT400 est idéale pour les accouchements et pour les examens de gynécologie. La table a un aspect très attrayant, le matelas est disponible sous différentes couleurs, avec chariot infantile en option.

La couverture de base et de la colonne sont fabriquée en acier inoxydable de type #304. Très performant sur l'antirouille et facile à nettoyer.

Certifications : CE, ISO 13485 , ISO9001 etc.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

La table d'opération gynécologique, modèle MT400 est idéale pour les accouchements et pour les examens de gynécologie. La table a un aspect très attrayant, le matelas est disponible sous différentes couleurs, avec chariot infantile en option.

La couverture de base et de la colonne sont fabriquée en acier inoxydable de type #304. Très performant sur l'antirouille et facile à nettoyer.

### Caractéristiques de la table d'opération gynécologique, Modèle M T 400 :

- Système mécanique / hydraulique ;
- Sécurité et stabilité ;
- Flexibilité et précision ;
- Facile à utiliser ;
- Design ergonomique ;
- Certifications : CE, ISO 13485 , ISO 9001 etc.

### Spécifications techniques :

- Dimensions : 1760 x 600 mm ;
- Hauteur réglable : 920/680 mm ;
- Trendelenburg : 22° ;
- Anti-Trendelenburg : 8° ;
- Panneau arrière (haut/bas) : 50°/10° ;
- Capacité de chargement : 200 kg ;
- Matelas : mousse ordinaire ;
- Garantie : 2 ans.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques de la table d'opération gynécologique, Modèle M T 400 :

Accessoires standards :

- Support de bras ;
- Poignée de maintien ;
- Béquille pour supporter le genou ;
- Cale-pied ;
- Panneau de jambe ;
- Bassin à déchets ;
- Cadre pour bassin à déchets ;
- Pince de fixation ;
- Matelas ;
- 1 bouteille d'huile hydraulique de type #46 ;
- Mode d'emploi.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration