

## Table d'opération hydraulique / mécanique, Modèle M T 600

Réf. SOC-M T 600



## Description de la table d'opération hydraulique / mécanique, Modèle M T 600

La table d'opération hydraulique / mécanique, modèle MT600 est idéale pour multiple chirurgie générale tels que l'orthopédie, l'ORL, la chirurgie d'urologie, de la poitrine, des reins, du cholecyst, l'opération de l'abdomen et de gynécologie, etc.

Certifications : CE, ISO 13485 , ISO9001 etc.

Dimensions : 2000 x 500 mm .

Capacité de chargement : 180 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

La table d'opération hydraulique / mécanique, modèle MT600 est idéale pour multiple chirurgie générale tels que l'orthopédie, l'ORL, la chirurgie d'urologie, de la poitrine, des reins, du cholecyst, l'opération de l'abdomen et de gynécologie, etc.

### Caractéristiques de la table d'opération hydraulique / mécanique, Modèle M T 600 :

- Système mécanique / hydraulique ;
- Matières importées ;
- Facile à déplacer ;
- Facile à utiliser ;
- Compatible au rayon X ;
- Certifications : CE, ISO 13485 , ISO 9001 etc.

### Spécifications techniques :

- Dimensions : 2000 x 500 mm ;
- Hauteur réglable : 970/670 mm ;
- Trendelenburg : 30° ;
- Anti-Trendelenburg : 25° ;
- Inclinaison latérale (gauche/droite) : 20°/20° ;
- Repose tête (haut/bas) : 60°/75° ;
- Panneau arrière (haut/bas) : 70°/30° ;
- Plaque de pied (bas / vers l'extérieur) : 15°/90°/90° ;
- Dossier (vers le haut) : 120 mm ;
- Capacité de chargement : 180 kg ;
- Matelas : mousse viscoélastique ;
- Garantie : 2 ans.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Accessoires standards :

- Ecran d'anesthésie ;
- Support d'épaule ;
- Support de bras ;
- Support du corps ;
- Béquille pour supporter le genou ;
- Panneau de base ;
- 8 pinces de fixation ;
- Longue pince de fixation ;
- Manivelle pour dossier ;
- Carte pour radiographie ;
- Matelas ;
- 1 bouteille d'huile hydraulique de type #46 ;
- Mode d'emploi.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration