

Agitateur horizontal pour les sacs de plaquettes, modèle APL-54

Réf. SOC-APL-54



Agitateur horizontal pour les sacs de plaquettes, modèle APL-54

Caractéristiques de l'agitateur horizontal pour les sacs de plaquettes, Modèle APL-54

- Meuble avec revêtement époxy avec la plate-forme d'aluminium traité, avec supports pour sacs en acier inoxydable de type AISI 304.
- Dispositif de pause d'agitation et redémarrage automatique en 30 secondes pour la manipulation de sacs.
- Alarme sonore en cas de panne de courant.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Écran LCD, pour signaler l'enregistrement d'incidents: compte le nombre de pannes et de leur durée.
- Nombres d'étagères : 9
- Capacité des sacs : 54
- Dimensions en cm (Haut, larg, prof) : 40 x 44 x 39
- Consommation de l'énergie: 50 W
- Tension : 230 V
- Poids : 22 kg

Lorsque le courant est rétabli l'appareil redémarre automatiquement l'agitation.

Panneau de commandes

Bouton multi-commandes pour le réglage de:

- Fixer la date et l'heure.
- Bouton d'arrêt d'agitation pendant 30 secondes.
- Réinitialisation des alarmes.
- Déplacement pour revoir le nombre d'incidents.
- Programmation du temps d'arrêt de l'agitateur.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration