

## Caches plombés 24x30 cm, longitudinal

Réf. SOC-390130



### Description:

- Le diviseur de cassette permet une exposition partielle (longitudinale et transversale) de la cassette radiographique.
- Fabriquées à base de feuilles de plomb résistantes (équivalent de 0,50 mm Pb),
- Elles se nettoient et se désinfectent aisément.

### Caractéristiques Techniques:

- Dimensions: 14(L) x 1(H) x 33(P) cm
- Volume: 0,0005 cm<sup>3</sup>
- Poids: 0,3 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration