

## Caches plombés 13x18 cm, croisées

Réf. SOC-390218



### Description:

- Le diviseur de cassette permet une exposition partielle (longitudinale et transversale) de la cassette radiographique.
- Fabriquées à base de feuilles de plomb résistantes (équivalent de 0,50 mm Pb),
- Elles se nettoient et se désinfectent aisément.

### Caractéristiques Techniques:

- Dimensions: 16(L) x 1(H) x 11(P) cm
- Volume: 0,0002 cm<sup>3</sup>
- Poids: 0,2 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration