

## Enregistreur de DVD SONY

Réf. SON-DVO-1000MD



Enregistreur DVD conforme MDD.

- Utilisateur des disques DVD+RW réinscriptibles comme support d'enregistrement.
- Enregistrement vidéo au format MPEG2 haute qualité (mode HQ / SP / LP disponible).
- Enregistrement audio Dolby AC3 haute qualité.
- Haute fiabilité avec enregistrement complémentaire sur disque dur.
- Recherche rapide des scènes (Titre / Index).
- Traitement de Meta data (données patient / données de calibrage).
- Utilisation de playlist.
- Répétition de lecture.
- Commutation 625 / 525.
- Commande à distance via interface. RS6-232C.
- Commande à pédale.
- Interfaces variées (entrée I-Link, USB, S-VIDEO, composite, audio analogique).
- Logiciel de navigation pour Meta data fourni en standard.
- Prise en charge des normes EN60601-1 / EN6601-1-2 / UL2601-1 et CSA C22.2 NO.60601.1.
- Dimensions: 212 (L) x 122 (H) x 367 (P) mm.
- Poids: environ 6,0 kg.
- Consommation: 240V CA, 50 / 60Hz.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration