

## Gants de radioprotection plombés KELIDA GL-7

Réf. : SOC-2241521981



### Description des Gants de radioprotection plombés KELIDA GL-7:

Les Gants de radioprotection plombés KELIDA GL-7 sont des accessoires indispensables à la protection des mains des professionnels de santé travaillant en radiologie, contre les effets néfastes de l'émission des rayons ionisants pendant leurs différentes interventions.

Ils sont conçus en caoutchouc plombé et faits pour protéger tout le bras.

**Socimed** vous les propose en différentes variétés d'équivalence plomb: 0,25mm; 0,35mm et 0,5mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration