

## Lunettes plombées de radioprotection modèle X-10

Réf.: SOC-X101981



### Description de Lunettes plombées de radioprotection modèle X-10 :

Les Lunettes plombées de radioprotection modèle X-10 sont utiles à la protection des yeux des professionnels de santé en salles de radiologie, contre les effets néfastes de l'émission des rayons ionisants lors de leurs interventions.

Elles ne possèdent pas de facultés correctrices pour la vision.

Équivalence plomb : 0,5 mm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration